


Transformation Phytobac en Phytogest®

Transformation d'un Phytobac en Phytogest avec un dispositif de ventilation pour mise aux normes environnementales de la gestion des effluents phytopharmaceutiques issus du lavage ou remplissage de vos pulvérisateurs :

- remplacement du toit par un couvercle + un moteur de ventilation pour déshydratation forcée
- coffret électrique
- jauge de niveau connectée pour contrôle du niveau de remplissage du Phytogest - permet un entretien et donc et une conformité environnementale facilitée en cas de contrôle.



L'ensemble sera fixé sur le couvercle du bac biologique existant.

- La cheminée sera facilement démontable (juste emmanché) pour pouvoir ouvrir le couvercle du bac.
- Il y aura un seul gros ventilateur (à gauche sur le dessin 3D ci-dessous).
- Concernant les entrées d'air, il pourra y en avoir entre 3 et 5 ( en fonction des pertes de charges, pour que la ventilation soit suffisante dans chaque entrée d'air).

Ce montage permet de limiter le nombre de ventilateurs. Et cela permet de souffler à plusieurs endroits pour bien mieux répartir le flux d'air.

Installation et formation à l'utilisation et la maintenance -faite par nos soins